

Oberflächendesinfektionsmittel

Produkteigenschaften

Das Oberflächendesinfektionsmittel ist eine gebrauchsfertige Lösung aus Ethanol zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen.

Anwendungsbereich: Universell einsetzbar zur Desinfektion von Arbeitsflächen, Geräten, Maschinen, Böden.

Anwendbar auf verschiedenen Oberflächen wie Metallen, Kunststoff, Fliesen, Holz etc.

Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.

Wirkungsspektrum: Bakterien, Pilze und bestimmte Viren:

	Konzentration	Einwirkzeit in s
Norovirus (murines)	Unverdünnt	≥15
„begrenzt viruzid“ (inkl. HIV, HBV, HCV)	Unverdünnt	≥30
Adenovirus	Unverdünnt	≥60
Bakterizid	Unverdünnt	≥60
Fungizid	Unverdünnt	≥60

Aussehen: Klare, farblose Lösung.

BAuA-Einstufung: Typ 2

Lagerbedingungen: Von Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung fernhalten.
In Originalverpackung bei Raumtemperatur lagern.

Gebindegrößen in ml: 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000

Haltbarkeit in Monate: ≥24

Vorschriften

EU-Staaten: Bitte sprechen Sie uns an.

Deutschland: Meldeverordnung: BAuA-Nr.: N 89088

Wir arbeiten ausschließlich gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter: www.bc-chemicals.com